

# DERMASONIC WAND

Indicado para:

-Arrugas / Rosácea (piel enrojecida) / Acné / Manchas / Piel seca / Daño crónico producido por el sol.

-Tiene tres funciones: **ANION**, **SONIC**, **PHOTON**. Pueden ser usadas simultáneamente.

## 1.-ANION

Aplica corriente eléctrica muy suave en la piel, por ello este programa también contribuye a la tonificación de los músculos.

Dermasonic Wand, trabaja como si fuera un imán, está cargado positivamente atrayendo las toxinas (con carga negativa) hacia el aparato, es decir hacia el exterior de la piel. Por el contrario, los nutrientes (de carga positiva) son empujados hacia el interior de la piel, ya que al tener la misma carga que el dispositivo, se repelen y se separan.

### Beneficios

- Nutre la piel.
- Limpia la piel de grasa, suciedad y células muertas.
- Tonifica la musculatura.

### Indicaciones

- Piel con imperfecciones.
- Piel sensible (en el cambio estacional).
- Piel expuesta (sol, frío, contaminación, productos químicos...)

Deslizar el dispositivo por la piel de la cara y mover lentamente. Aplicar una ligera presión durante 15 segundos en las zonas a tratar especialmente.

**No usar esta función durante más de 10 minutos al día.**

## 2.- SONIC

Esta función envía ondas de alta frecuencia, aproximadamente 1.000.000/segundo, a través de la piel. Penetran muy profundamente en la piel haciendo que la membrana celular se estire y se contraiga estimulando la producción de colágeno.

**+ Colágeno = + Elasticidad**

### Beneficios

- Eleva y estira la piel estimulando la creación de colágeno.
- Retira las células muertas consiguiendo una piel más luminosa.
- Reduce el exceso de grasa.

### Indicaciones

- Piel madura.
- Piel sensible (en el cambio de estación).

Esta función consta de 4 programas diferentes.

**Modo 1:** Ondas de ultrasonido continuadas (luz roja)

**Modo 2:** Ondas por intervalos lentos.

**Modo 3:** Ondas por intervalos rápidos.

**Modo 4:** Pasa por modos 1,2 y 3 aleatoriamente.

Mover el dispositivo lentamente por la piel de la cara.

**No usar esta función más de 10 minutos al día.**

## 3.- PHOTON

Esta función utiliza el poder natural de la luz para tratar la inflamación de la piel y el acné.

### Beneficios

- Reduce la inflamación de la piel.
- Calma y acelera la curación de la piel enrojecida y el acné haciendo que ésta se vea más joven.

### Indicaciones

- Rosácea (piel enrojecida)
- Piel sensible (al cambio de estación).
- Piel madura.
- Piel con tendencia a imperfecciones.

Esta función consta de 3 programas diferentes.

**Modo 1:** Luz continuada.

**Modo 2:** Flash lento.

**Modo 3:** Flash rápido.

Pasar el dispositivo lentamente por la piel de la cara. **No usar esta función más de 20 minutos al día.**

## TRATAMIENTOS DE 30 DIAS SEGÚN EL PROBLEMA A TRATAR.

Usar el dispositivo con **la piel limpia** de maquillaje, lociones, cremas o suciedad acumulada durante el día y **seca**. Mire en la guía siguiente y escoja los programas que aparecen a continuación según sus necesidades.

En los diagramas que encontrará a continuación para el cuidado de su piel, verá el programa que debe usar y un asterisco a continuación. **Este asterisco equivale al modo que hay que escoger (\* modo 1, \*\* modo 2, etc..)** Para pasar de un modo a otro se pulsa el botón del programa ese número de veces (Sonic en modo 3 = pulsar el botón Sonic tres veces.)

### PIEL CON IMPERFECCIONES

Identificarla:

- Piel con tendencia a producir grasa.
- Se observan poros abiertos en frente, nariz barbilla y mejillas.
- Normalmente tiene puntos negros (poros obstruidos) y granitos.

#### SEMANA 1, 2 Y 3

<b>1</b> LIMPIAR LA PIEL	<b>2</b> Anion* + Photon* (8 minutos)	<b>3</b> Photon *** (5 minutos)
<b>3 veces por semana</b>		

#### SEMANA 4 Y 5

<b>1</b> LIMPIAR LA PIEL	<b>2</b> Photon** + Anion* (8 minutos)
<b>2 veces por semana</b>	

### PIEL MADURA

Identificarla:

- Arrugas y finas líneas de expresión.
- Puede observarse flaccidez en la zona de la mandíbula, barbilla, mejillas y zona de los ojos.
- La piel se nota con menos densidad.
- Pueden observarse manchas.

#### SEMANA 1, 2 Y 3

<b>1</b> LIMPIAR LA PIEL	<b>2</b> Sonic* + Photon* (8 minutos)	<b>3</b> Photon *** (5 minutos)
<b>3 veces por semana</b>		

#### SEMANA 4 Y 5

<b>1</b> LIMPIAR LA PIEL	<b>2</b> Anion* + Sonic* + Photon* (8 minutos)
<b>2 veces por semana</b>	

### PIEL CON ROSÁCEA

Identificarla:

- Rojez y sarpullidos.
- Tiende a irritarse con facilidad y ruborizarse.
- Se observan venitas en la superficie de la piel normalmente en nariz, mejillas y barbilla.
- La piel suele reaccionar a algunos alimentos, especialmente a comida picante, alcohol y a la nicotina.

#### SEMANA 1, 2 Y 3

<b>1</b> LIMPIAR LA PIEL	<b>2</b> Photon*** (8 minutos)
<b>3 veces por semana</b>	

#### SEMANA 4 Y 5

<b>1</b> LIMPIAR LA PIEL	<b>2</b> Anion* + Photon** (8 minutos)
<b>2 veces por semana</b>	

## PIEL SENSIBLE EN CAMBIOS DE ESTACIÓN

Identificarla:

- La piel normalmente está equilibrada, pero puede cambiar en las diferentes estaciones del año: grasa en verano y más seca en invierno.
- Normalmente no presenta imperfecciones aunque ocasionalmente pudiera presentar puntos negros.
- Normalmente, este tipo de piel es una combinación de zonas grasas y deshidratadas, con exceso de grasa en la zona T (frente, nariz y barbilla).

### SEMANA 1, 2 Y 3

<b>1</b>	<b>2</b>
LIMPIAR LA PIEL	Sonic* + Photon* + Anion* (5 minutos)
<b>2 veces por semana</b>	

### SEMANA 4 Y 5

<b>1</b>	<b>2</b>
LIMPIAR LA PIEL	Sonic* + Photon* + Anion* (8 minutos)
<b>1 vez por semana</b>	

## PIEL EXPUESTA

Identificarla:

- Se siente tirantez en la piel y puede aparecer áspera y escamosa.
- Normalmente irritada y con picor.
- Presenta sensibilidad a la luz del sol.
- Propensa al envejecimiento prematuro.

### SEMANA 1, 2 Y 3

<b>1</b>	<b>2</b>
LIMPIAR LA PIEL	Photon*** + Anion* (8 minutos)
<b>2 veces por semana</b>	

### SEMANA 4 Y 5

<b>1</b>	<b>2</b>
LIMPIAR LA PIEL	Sonic* + Photon* + Anion* (8 minutos)
<b>1 vez por semana</b>	

## FORMA DE USO

